



Was wird an Materialien benötigt?

Spritzen
Nadeln
Multi Injektoren



10ml Spritze als Standard



1ml Spritze für z.B. Nasolabialfalte



Nadel-Typen

Körper:

27 G x 1/2" 0,40 mm x 12 mm

30 G x 1/2" 0,30 mm x 12 mm

Es gibt große qualitative Unterschiede bei Nadeln!

Guter Stahl = Dünnwandig = hoher Durchfluß = weniger Druck



Gesicht:


30 G x 1/2" 0,30 mm x 6 mm - ideale Länge, nie zu tief

32 G x 1/2" 0,23 mm x 6 mm - für empfindliche Patienten

Guter Stahl = Dünnwandig = hoher Durchfluß = weniger Druck



Multi Injektoren



- Genormter, Protokollgerechter Abstand - 1,5 cm
- Schnelligkeit
- Schmerzreduktion
- Dünnwandige Nadelgrößen verwenden



Wie verändert sich die Dosierung?

- 1 Nadel = 0,5 ml
- 3 Nadeln?
3 x 0,5 ml = 1,5 ml
- 5 Nadeln?
5 x 0,5 ml = 2,5 ml

